

ウエスタンブロットおよびElisa用抗Timm29ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bsf4

商品番号: CM0022087



前書き

ヒトTIMM29 (TIM29、C19orf52) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに対応。ヒトおよびマウスのサンプルで検証済みで、ミトコンドリア輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMM29 Rabbit pAb
備考/別名	TIM29; C19orf52; TIMM29
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	90580
免疫原	ヒトTIMM29 (NP_612367.1) のアミノ酸78-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BSF4
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋