

Wb、Ip、Elisa用Anti-Timm29ウサギポリクローナル抗体 - Q8Bgx2

商品番号: CM0020204

前書き

マウスTimm29（SWISS Q8BGX2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IP、ELISAに適しています。ヒトとの交差反応性があります。ミトコンドリアタンパク質輸送およびTIM22複合体の研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Timm29ウサギpAb
備考／別名	TIM29; 1810026J23Rik; Timm29
種	マウス
GeneID	69773
免疫原	マウスTimm29（NP_848734.1）の157～266番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8BGX2
タンパク質分子量	29 kDa
輸送	保冷剤