

Wb、If/Icc、Elisa用抗Timm44ウサギポリクローナル抗体 - O43615

商品番号: CM0024024



前書き

TIMM44 Rabbit

pAbは、ヒト、マウス、ラットに反応性を示し、WB、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたポリクローナル抗体です。この抗体は、タンパク質輸送に不可欠なミトコンドリア内膜トランスロカーゼであるTIMM44 (TIM44) を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMM44 Rabbit pAb
備考/別名	TIM44; TIMM44
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10469
遺伝子ID	10469
免疫原	ヒトTIMM44 (NP_006342.2) のアミノ酸153-452に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43615
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋