

Anti-Timm50 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q3Zcq8

商品番号: CM0002009

前書き

ヒトTIMM50
(TIM50)に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア輸送内膜膜透過装置サブユニットを標的とし、ミトコンドリア機能およびてんかん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMM50 Rabbit mノクローナル抗体
備考/別名	MGCA9, TIM50, TIM50L, TIMM50
種	ヒト
GeneID (ヒト)	92609
GeneID	92609
免疫原	合成ペプチド ヒトTIMM50 (Q3ZCQ8) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
モノクローナル抗体	
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q3ZCQ8
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ