

Wb、If/Icc、Elisa用抗Timm8Aポリクローナル抗体 - O60220

商品番号: CM0028699

前書き

ヒトミトコンドリア内膜輸送サブユニットTim8Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み、マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア輸送およびシャペロン研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	TIMM8A ウサギpAb
別名	DDP; MTS; DDP1; DFN1; TIM8; TIMM8A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1678
免疫原	ヒトTIMM8A (NP_004076.1) のアミノ酸1-97に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60220
タンパク質分子量	11kDa
発送方法	保冷剤梱包