

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Timm8B ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y5J9

商品番号: CM0024447

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用
TIMM8B（ミトコンドリア内膜トランスロカーゼサブ
ユニットTim8
B）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウ
ス、ラットに反応します。ミトコンドリアタンパク質
輸送およびシャペロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMM8B ウサギ pAb
備考/別名	DDP2; TIM8B; TIMM8B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26521
遺伝子ID	26521
免疫原	組換えタンパク質、ヒトTIMM8B（NP_036591.1）のアミノ酸16-98に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5J9
タンパク質分子量	9kDa
輸送	保冷バッグ