

Anti-Timp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途）- P01033

商品番号: CM0017433



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質TIMP1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのTIMP1と交差反応します。癌および炎症性疾患におけるMMP阻害、赤血球生成、インテグリンシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMP1 Rabbit pAb
略称/別名	EPA; EPO; HCl; CLGI; TIMP; TIMP-1; TIMP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7076
GeneID	7076
免疫原	ヒトTIMP1（NP_003245.1）のアミノ酸128～207番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01033
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷剤