

Wb、Elisa用抗Timp2モノクローナル抗体 - P16035

商品番号: CM0003630



前書き

ヒトTIMP2（メタロプロテイナーゼ阻害因子2）に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウス、ラット、アフリカミドリザルと交差反応性あり。MMP研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMP2 ウサギ mAb
備考/別名	DDC8; CSC-21K; TIMP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7077
遺伝子ID	7077
免疫原	ヒトTIMP2のアミノ酸120-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_003246.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、アフリカミドリザル
SWISS	P16035
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ