

## Anti-Timp2 ラビットポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P16035

商品番号: CM0021530



### 前書き

メタロプロテイナーゼインヒビター2検出用Anti-TIMP2ラビットポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ECMおよび転移研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | TIMP2 Rabbit pAb                                    |
| 備考/エイリアス    | DDC8; CSC-21K; TIMP2                                |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 7077                                                |
| GeneID      | 7077                                                |
| 免疫原         | ヒトTIMP2 (NP_003246.1) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド |
| ソース         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                    |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS       | P16035                                              |
| タンパク質分子量    | 24kDa                                               |
| 配送          | 氷袋                                                  |