


WbおよびElisa用 Anti-Timp3 ウサギポリクローナル抗体 - P35625

商品番号: CM0013092



前書き

TIMP3に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのTIMP3 (24 kDa) を検出します。細胞外マトリックス、がん、血管新生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMP3 Rabbit pAb
備考/別名	SFD; K222; K222TA2; HSMRK222; TIMP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7078
免疫原	合成ペプチド ヒトTIMP3 (NP_000353.1) のアミノ酸110-210に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35625
タンパク質分子量	24kDa
輸送	保冷バッグ