

Wb、Elisa用抗Tin2/Tinf2ポリクローナル抗体 - Q9Bsi4

商品番号: CM0027415



前書き

ヒトTIN2/TINF2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。シェルタリン複合体およびテロメア生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIN2/TINF2 Rabbit pAb
備考/別名	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26277
GeneID	26277
免疫原	ヒトTIN2/TIN2/TINF2 (NP_001092744.1) のアミノ酸202-451に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BSI4
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋