

WbおよびElisa用Anti-Tir1ポリクローナル抗体 - Q570C0

商品番号: CM0020153



前書き

シロイヌナズナTIR1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。オーキシン受容体を標的とし、植物ホルモンシグナル伝達および発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIR1ウサギpAb
備考／別名	AtTIR1; TRANSPORT INHIBITOR RESPONSE 1; TIR1
種	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana)
GeneID	825473
免疫原	シロイヌナズナTIR1 (NP_567135.1) のアミノ酸495～594内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana)
SWISS	Q570C0
タンパク質分子量	67 kDa
輸送条件	保冷バッグ