

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tirapウサギモノクローナル抗体 - P58753

商品番号: CM0008618



前書き

WB、IHC-

P、ELISAに対応した高品質な抗TIRAPウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのTIRAPを認識します。TLRシグナル伝達および自然免疫応答における役割の解明に。液体状で提供、保冷剤同梱で発送します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIRAP ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	114609
遺伝子ID	114609
免疫原	合成ペプチド ヒトTIRAP (P58753) のアミノ酸1-100番目以内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P58753
タンパク質重量	24kDa
配送	保冷剤