

抗Tirapウサギポリクローナル抗体 Ihc-P、Elisa用 - P58753

商品番号: CM0022833



前書き

ヒトTIRAP (Mal) を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAアプリケーションでの検証が完了しています。自然免疫、TLR2/4およびRAGEシグナル伝達、炎症応答の研究に最適です。SWISS: P58753。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIRAP Rabbit pAb
備考/別名	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114609
GeneID	114609
免疫原	ヒトTIRAP (NP_001034750.1) のアミノ酸1-221に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P58753
タンパク質分子量	24kDa
発送	氷袋