

Wb、If/Icc、Elisa用抗Tirapウサギポリクローナル抗体 - P58753

商品番号: CM0016161



前書き

ヒトTIRAP (Mal/MyD88-2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。自然免疫およびTLR/IL-1Rシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIRAP Rabbit pAb
備考/別名	Mal; wyatt; BACTS1; MyD88-2; TIRAP
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	114609
GeneID	114609
免疫原	ヒトTIRAP (NP_001034750.1) のアミノ酸1〜221に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P58753
タンパク質分子量	24kDa
輸送条件	保冷剤入りバッグ