

抗組織因子/凝固因子Iii (Cd142) ウサギモノクローナル抗体 (Wb用) - P13726

商品番号: CM0006607



前書き

ヒト組織因子（凝固因子III、CD142）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。止血および凝固研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	凝固因子III/組織因子 ウサギ mAb
備考/別名	TF; TFA; CD142; 凝固因子III/組織因子
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2152
免疫原	ヒト凝固因子III/組織因子のアミノ酸34-251に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001984.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13726
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋