


抗チニン（Ttn）ウサギポリクローナル抗体 If-P・Elisa用 - Q8Wz42

商品番号: CM0020511



前書き

ヒト Titin（TTN）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IF-

PおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。サルコメア構造、心筋症、筋ジストロフィーの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TTN Rabbit pAb
備考/別名	TMD, CMH9, CMD1G, CMPD4, CMYP5, EOMFC, HMERF, MYLK5, SALMY, LGMD2J, LGMDR10, TTN
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7273
遺伝子ID	7273
免疫原	ヒトTTN（NP_596870.2）のアミノ酸5347～5604に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	IF-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q8WZ42
タンパク質分子量	3816kDa
輸送方法	保冷剤