

Wb、Ip、Elisa用抗Tjp2ポリクローナル抗体 - Q9Udy2

商品番号: CM0018549



前書き

ヒトTJP2 (ZO-2) に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。細胞接着およびシグナル伝達に関与するタイトジャンクションタンパク質ZO-2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TJP2 Rabbit pAb
備考・別名	ZO2; X104; FHCA1; PFIC4; DFNA51; DUP9q21.11; C9DUPq21.11; TJP2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9414
GeneID	9414
免疫原	ヒトTJP2 (NP_004808.2) のアミノ酸951～1190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UDY2
タンパク質分子量	134kDa
輸送方法	保冷剤