

抗Tkt/トランスケトラーゼ モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P29401

商品番号: CM0005191



前書き

ヒトTKT/トランスケトラーゼ（P29401）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ペントースリン酸経路の研究や代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] TKT/トランスケトラーゼ ウサギmAb
略号/別名	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7086
遺伝子ID	7086
免疫原	ヒトTKT/トランスケトラーゼ（NP_001055.1）のアミノ酸281～380領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29401
タンパク質分子量	68kDa
輸送方法	保冷剤