

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tle1モノクローナル抗体 - Q04724

商品番号: CM0008832



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質ウサギ由来モノクローナルTLE1抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。遺伝子発現、細胞シグナル伝達、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLE1 ウサギmAb
備考／別名	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7088
GeneID	7088
免疫原	合成ペプチド：ヒトTLE1 (Q04724) のアミノ酸150～250番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04724
タンパク質分子量	83 kDa
発送方法	氷袋