

WbおよびElisa用抗Tle1ポリクローナル抗体 - Q04724

商品番号: CM0014595



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのTLE1ウサギポリクローナル抗体。マウスとの交差反応性があります。Wntシグナル伝達およびNF-κB経路における転写コリプレッションの研究に適しています。CamelBioより提供。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLE1ウサギpAb
備考/別名	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7088
GeneID	7088
免疫原	ヒトTLE1 (NP_005068.2) の256〜355アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q04724
タンパク質分子量	83kDa
配送	保冷バッグ