

WbおよびElisa用 Anti-Tle1 ウサギポリクローナル抗体 - Q04724

商品番号: CM0029577



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーション向けに検証された高品質TLE1ウサギポリクローナル抗体。ヒトトランスデューシン様エンハンサータンパク質1を特異的に認識します。転写抑制とWntシグナル伝達の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLE1 ウサギ pAb
備考/別名	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7088
遺伝子ID	7088
免疫原	組換えタンパク質（ヒトTLE1（NP_005068.2）のアミノ酸501-770に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q04724
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷バッグ