

WbおよびElisa用抗Tle4モノクローナル抗体 - Q04727

商品番号: CM0007485

前書き

ヒトTLE4に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応します。WBおよびELISAで検証済みであり、転写抑制およびWntシグナリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TLE4 Rabbit mAb
備考/別名	ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4
種	ヒト
遺伝子ID	7091
免疫原	ヒトTLE4 (NP_001269677) のアミノ酸1-138に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q04727
タンパク質分子量	84kDa
配送	氷袋