

## Wb、Elisa用Anti-Tle4ウサギポリクローナル抗体 - Q04727

商品番号: CM0022869

### 前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みの高品質なTLE4ウサギポリクローナル抗体で、ラットとの交差反応性があります。ウサギポリクローナル抗体として供給され、Wntシグナル伝達および発生における転写抑制の研究で、ヒトTLE4タンパク質の検出に適しています。 - Q04727

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | TLE4ウサギpAb                                           |
| 備考/別名      | ESG、BCE1、ESG4、GRG4、BCE-1、Grg-4、E(spl)、E(spl)、TLE4    |
| 種          | ヒト                                                   |
| GeneID（ヒト） | 7091                                                 |
| GeneID     | 7091                                                 |
| 免疫原        | ヒトTLE4（NP_001269677）のアミノ酸173～243に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性      | ラット                                                  |
| SWISS      | Q04727                                               |
| タンパク質分子量   | 84kDa                                                |
| 配送         | 保冷バッグ                                                |