

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tlk1ポリクローナル抗体 - Q9Uki8

商品番号: CM0013023

前書き

ヒトTLK1（PKU-beta）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期、DNA損傷修復、クロマチン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLK1 ウサギpAb
備考／別名	PKU-beta; TLK1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9874
遺伝子ID	9874
免疫原	ヒトTLK1（NP_036422.3）のアミノ酸160～230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKI8
タンパク質分子量	87 kDa
輸送	保冷剤