


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Tlr1ポリクローナル抗体 - Q15399

商品番号: CM0015943



前書き

ウサギ由来ヒトTLR1に対するポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAへの適合が確認されています。マウスおよびラットと交差反応します。自然免疫および炎症応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLR1 Rabbit pAb
備考/別名	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5; TLR1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7096
免疫原	ヒトTLR1 (NP_003254.2) のアミノ酸30～290番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15399
タンパク質分子量	90kDa
輸送方法	保冷剤