

Wb、If/Icc、If-P、Elisa用 抗Tlr2 ウサギモノクローナル抗体 - O60603

商品番号: CM0012094



前書き

WB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済みの高品質な抗TLR2ウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのサンプルに適しており、自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLR2 ウサギmAb
別名	TIL4; CD282
対象種	ヒト
GeneID	7097
免疫原	ヒトTLR2（NP_003255.2）のアミノ酸290～390番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60603
タンパク質分子量	90kDa
発送方法	保冷剤