

Wb、If/Icc、If-P、Elisa用Anti-Tlr2ラビットモノクローナル抗体 - O60603

商品番号: CM0002928



前書き

WB、IF/ICC、IF-P、ELISAアプリケーション向けの高品質TLR2ラビットモノクローナル抗体（O60603）。ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。自然免疫、TLR2シグナル伝達、および細菌感染経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLR2 Rabbit mAb
備考/別名	TIL4; CD282; TLR2
種	ヒト
遺伝子ID	7097
免疫原	ヒトTLR2（NP_003255.2）のアミノ酸1-784に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60603
タンパク質分子量	90kDa
配送	氷袋