

Anti-Tlr2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O60603

商品番号: CM0028811



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用の高品質な抗TLR2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのTLR2（90 kDa）を検出します。自然免疫、感染、および炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLR2 Rabbit pAb
備考/別名	TIL4; CD282; TLR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7097
GeneID	7097
免疫原	ヒトTLR2（NP_003255.2）のアミノ酸636-784に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60603
タンパク質分子量	90kDa
配送	アイスバッグ