

抗Tlr3ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - O15455

商品番号: CM0017639



前書き

TLR3ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのTLR3を認識し、自然免疫およびウイルス感染研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	TLR3ウサギpAb
備考/別名	CD283; IIAE2; IMD83; TLR3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7098
遺伝子ID	7098
免疫原	ヒトTLR3のアミノ酸500-700に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003256.1)
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15455
タンパク質重量	104kDa
配送	保冷バッグ