

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Tlr4ポリクローナル抗体 - O00206

商品番号: CM0018147



前書き

TLR4 Rabbit

pAbはヒトTLR4を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IP、ELISAについて検証済みです。ヒトおよびマウスのTLR4と反応し、自然免疫および炎症シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLR4 Rabbit pAb
備考/別名	TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7099
GeneID	7099
免疫原	ヒトTLR4 (NP_612564.1) のアミノ酸27-228に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00206
タンパク質分子量	96kDa
配送	アイスバッグ