


WbおよびElisa用抗Tlr5ウサギモノクローナル抗体 - O60602

商品番号: CM0008840



前書き

ヒトTLR5に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒトTLR5タンパク質（約98 kDa）を認識します。自然免疫および炎症性疾患の研究に適しています。O60602。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLR5 Rabbit mAb
備考/別名	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
種	ヒト
遺伝子ID	7100
免疫原	ヒトTLR5（O60602）のアミノ酸258-404に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60602
タンパク質分子量	98 kDa
配送	アイスバッグ