


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tlr5ウサギポリクローナル抗体 - O60602

商品番号: CM0021751



前書き

ヒトToll様受容体5（O60602）を標的とする抗TLR5ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みであり、自然免疫および炎症応答の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLR5 Rabbit pAb
備考/別名	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7100
GeneID	7100
免疫原	ヒトTLR5（NP_003259.2）のアミノ酸714-858に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60602
タンパク質分子量	98kDa
輸送	保冷バッグ