


Anti-Tlr6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2C9

商品番号: CM0025736



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証されたTLR6ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプル内の内在性TLR6を認識します。自然免疫および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLR6 Rabbit pAb
備考/別名	CD286; TLR6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10333
免疫原	ヒトTLR6 (NP_006059.2) のアミノ酸697-796内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y2C9
タンパク質分子量	92kDa
配送	アイスパック