


Anti-Tlr7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nyk1

商品番号: CM0013275



前書き

ヒトTLR7 (SWISS: Q9NYK1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC C、IF-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのTLR7と反応します。免疫原は細胞外ドメイン (aa 30-230) に対応します。自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLR7 Rabbit pAb
備考/別名	IMD74; SLEB17; TLR7-like; TLR7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51284
GeneID	51284
免疫原	ヒトTLR7 (NP_057646.1) のアミノ酸30-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYK1
タンパク質分子量	121kDa
配送	アイスバッグ