

Anti-Tlr8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nr97

商品番号: CM0017573



前書き

ヒトTLR8を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。自然免疫およびTLRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLR8 Rabbit pAb
備考/別名	CD288; IMD98; hTLR8; TLR8
種	ヒト
GeneID	51311
免疫原	ヒトTLR8 (NP_619542.1) のアミノ酸849-1041に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NR97
タンパク質分子量	120kDa
配送	アイスパック