

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tlr9ポリクローナル抗体 - Q9Nr96

商品番号: CM0017129



前書き

ヒトToll様受容体9（TLR9/CD289）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TLR9 Rabbit pAb
備考/別名	CD289; TLR9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54106
GeneID	54106
免疫原	ヒトTLR9 (NP_059138.1) のアミノ酸414-543領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NR96
タンパク質分子量	116kDa
配送	アイスバッグ