

Wb、Elisa用抗Tlx1ポリクローナル抗体 - P31314

商品番号: CM0016043

前書き

ヒトTLX1に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。脾臓発生研究および白血病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLX1 ウサギ pAb
略称/別名	TCL3; HOX11; TLX1
対象種	ヒト
遺伝子ID	3195
免疫原	ヒトTLX1（NP_001182446.1）の amino 酸1-190番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31314
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋