


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Tmc1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tdi8

商品番号: CM0027354



前書き

機械的刺激伝達チャネルサブユニットTMC1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。聴覚系研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMC1 ウサギ pAb
備考/別名	DFNB7; DFNA36; DFNB11; TMC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	117531
GeneID	117531
免疫原	合成ペプチド、ヒトTMC1 (NP_619636.2) のアミノ酸600-700に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TDI8
タンパク質分子量	88kDa
輸送	保冷バッグ