

Wb、Elisa用 抗Tmc5ウサギポリクローナル抗体 - Q6Uxy8

商品番号: CM0021914

前書き

ヒトTMC5（膜貫通チャネル様タンパク質5）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。イオンチャネル構成要素の可能性を検出。膜タンパク質研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMC5 ウサギ pAb
備考/別名	TMC5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79838
GeneID	79838
免疫原	ヒトTMC5（NP_079056.2）のアミノ酸676-760に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差性	ヒト
SWISS	Q6UXY8
タンパク質分子量	115kDa
発送	保冷バッグ