

Wb、If/Icc、Elisa用抗Tmed2ポリクローナル抗体 - Q15363

商品番号: CM0022154



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用のTMED2ウサギポリクローナル抗体。小胞輸送およびGPCRエキソサイトーシスの主要な調節因子である、ヒト、マウス、ラットのTMED2に反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMED2ウサギpAb
備考/別名	p24; P24A; RNP24; p24b1; p24beta1; TMED2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10959
遺伝子ID	10959
免疫原	ヒトTMED2 (NP_006806.1) のアミノ酸60～170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15363
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ