

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Tmed3ポリクローナル抗体 - Q9Y3Q3

商品番号: CM0024658

前書き

ヒトTMED3を標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。小胞輸送、ゴルジダイナミクス、および初期分泌経路機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMED3 Rabbit pAb
備考/エイリアス	p26; P24B; p24g4; C15orf22; p24gamma4; TMED3
種	ヒト
GeneID	23423
免疫原	ヒトTMED3 (NP_031390.1) のアミノ酸24-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3Q3
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ