


WbおよびElisa用 Anti-Tmed9 ポリクローナル抗体 - Q9Bvk6

商品番号: CM0026699



前書き

WBおよびELISAで検証済みのTMED9ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのTMED9を認識。小胞輸送とゴルジ体保持に関与するp24ファミリータンパク質を標的とし、分泌経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMED9 ウサギ pAb
備考/別名	p25; GMP25; p24a2; HSGP25L2G; p24alpha2; TMED9
種	ヒト
遺伝子ID	54732 (ヒト)
免疫原	ヒトTMED9 (NP_059980.2) のアミノ酸1-224に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BVK6
タンパク質分子量	27kDa
配送	保冷バッグ