

Wb、Elisa用抗Tmeff2モノクローナル抗体 - Q9Uik5

商品番号: CM0012127

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高特異性TMEFF2ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットのTMEFF2（トモレグリン-2）と反応します。神経科学およびがん研究への応用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEFF2ウサギmAb
別名	TR; HPPI; TPEF; TR-2; TENB2; CT120.2; TMEFF2
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	23671
遺伝子ID	23671
免疫原	ヒトTMEFF2（Q9UIK5）のアミノ酸275～374に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9UIK5
タンパク質分子量	41kDa
輸送条件	保冷バッグ