

Anti-Tmem100 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Nv29

商品番号: CM0020424

前書き

ヒトTMEM100に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスと交差反応します。血管生物学および疼痛シグナル伝達の研究用途として検証済みです。14 kDaの膜タンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM100 Rabbit pAb
備考/別名	TMEM100
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55273
GeneID	55273
免疫原	合成ペプチド：ヒトTMEM100 (NP_001093110.1) のアミノ酸50からC末端までの配列内に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9NV29
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスバッグ