

Wb、If-P、Ihc-P、Mihc、Elisa用抗Tmem119モノクローナル抗体 - Q4V9L6

商品番号: CM0006833

前書き

ヒトTMEM119 (OBIF)
ターゲットのウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、mIHC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。骨形成、ミクログリア、および精子形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM119 Rabbit mAb
備考/別名	OBIF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	338773
GeneID	338773
免疫原	ヒトTMEM119組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q4V9L6
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋