

Wb、Elisa用 Anti-Tmem119 ポリクローナル抗体 - Q4V9L6

商品番号: CM0022928

前書き

ヒト TMEM119 (OBIF)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB) および ELISA

に適しています。マウスおよびラットと交差反応しません。TMEM119

は骨芽細胞の分化、骨石灰化に関与し、ミクログリアのマーカーとなります。予測分子量は約 29 kDa です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM119 Rabbit pAb
備考/別名	OBIF; TMEM119
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	338773
遺伝子ID	338773
免疫原	ヒト TMEM119 (NP_859075.2) のアミノ酸 160-270 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q4V9L6
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ