

Anti-Tmem132D ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14C87

商品番号: CM0015866

前書き

WBおよびELISAで検証済みのTMEM132Dウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのTMEM132D（神経形態制御因子）と反応します。神経科学研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM132D Rabbit pAb
備考/別名	TMEM132D; MOLT; PPPIR153
種	ヒト
GeneID	121256
免疫原	ヒトTMEM132D (NP_597705.2) のアミノ酸730-915に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14C87
タンパク質分子量	122kDa
配送	アイスバッグ