


Wb、Elisa用抗Tmem147ポリクローナル抗体 - Q9Bvk8

商品番号: CM0019082



前書き

ヒトTMEM147を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。マルチパス・トランスロコン複合体の機能および小胞体膜タンパク質の挿入機構の研究に最適です。ヒトおよびマウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM147ウサギpAb
備考／別名	NEDFLPH; NIFIE14; TMEM147
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10430
遺伝子ID	10430
免疫原	ヒトTMEM147 (NP_116024.1) のアミノ酸1〜100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BVK8
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ