

Anti-Tmem176B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q3Ybm2

商品番号: CM0023799

前書き

TMEM176B (LR8)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。樹状細胞の成熟および小脳の発生に関する研究に適しています。 - Q3YBM2

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM176B Rabbit pAb
備考/別名	TMEM176B; LR8; MS4B2; transmembrane protein 176B
種	ヒト
遺伝子ID	28959
免疫原	ヒトTMEM176B (NP_001094781.1) のアミノ酸1-65に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q3YBM2
タンパク質分子量	25kDa/29kDa
配送	氷袋